

**Pokyny pro odběr periferní krve pro vyšetření přítomnosti  
metylovaného septinu 9 v plazmě**

1. Pro vyšetření metylovaného septinu 9 ve vzorcích lidské plazmy je třeba používat vzorky periferní krve odebrané do **odběrového systému s K<sub>2</sub>-EDTA**.
2. Požadované množství odebraného vzorku periferní krve je minimálně **10-15 ml** (~ **3 odběrové zkumavky**). Odběrovou soupravu na vyžádání dodá CGB laboratoř a.s.
3. Ihned po odběru vzorky jemně promíchat a do transportu skladovat v chladničce při **+2 až +8°C**. **Vzorky nemrazit, nepřehřát!!!**
4. V případě **hemolýzy** (světle červená plazma) nelze vzorek zpracovat a je nutné provést **nový odběr**.
5. Vzorky musí být **do laboratoře dopraveny co nejdříve po odběru**.
6. Svoz odebraného materiálu zajistí CGB laboratoř na základě Vaší telefonické informace o odebraném vzorku na telefonním čísle **725 880733, 597 093 445, 724 813 359**.
7. Informace a dotazy na telefonním čísle **725 880733, 597 093 445, 724 813 359**.

Kontaktní osoba Mgr. Jarmila Šimová, Mgr. Irena Urbanovská, Mgr. Barbora Kubová